


# Pony-Bronco

Utprovad av: \_\_\_\_\_

Märkes: \_\_\_\_\_


Telefon: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Beskrivning	Stl	Artikel nr.	Sesam nr.
<b>Gåstol Pony</b> 	stl 0	3186400	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	stl 1	3186401	
	stl 2	3186402	

## Standardutförande







<b>Chassi:</b>	Förkromat och pulverlackerat stål
<b>Polstring:</b>	Svart PUR
<b>Bålstöd:</b>	Formbart med ryggjord
<b>Handtagsbåge:</b>	Förkromat stål med ickeabsorberande beläggning
<b>Ryggstöd:</b>	Inställbart i höjdled
<b>Sits:</b>	Inställbart i höjdled
<b>Avbärarhjul:</b>	60 mm 5 st
<b>Hjul:</b>	75 mm massiva svängbara, riktningsspärr på bakre hjulet
<b>Bromsar:</b>	Broms på 3 av 5 hjul, släpbroms på bakre hjulet
<b>Färg:</b>	Stl 0 gul Stl 1 plommon Stl 2 lila

<b>Gåstol Bronco</b> 	stl 0	3186404-F	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	stl 1	3186405-F	
	stl 2	3186406-F	

## Standardutförande

<b>Chassi:</b>	Förkromat och pulverlackerat stål
<b>Polstring:</b>	Svart PUR
<b>Bålstöd:</b>	Formbart med ryggjord
<b>Handtagsbåge:</b>	Förkromat stål med ickeabsorberande beläggning
<b>Ryggstöd:</b>	Inställbart i höjdled
<b>Sits:</b>	Inställbart i höjdled
<b>Hjul:</b>	200x50 mm massiva svängbara, låsbara med riktningsspärr
<b>Färg:</b>	Stl 0 gul Stl 1 plommon Stl 2 lila

## Tillbehör Pony-Bronco

Artikel			Art nr	Sesam nr.	
Handtag lodrätt		invändig Pony/Bronco	3186432		<input type="checkbox"/>
		utvändig Pony/Bronco	3186430		
Knäskydd		Pony	3186450		<input type="checkbox"/>
		litet Bronco	stl 0-1	3186461	
		stort Bronco	stl 2	3186462	
Ledsagarhandtag		Bronco	3186417		<input type="checkbox"/>
		Pony	3186416		
Magplatta Pony/Bronco		stl 1	3186420		<input type="checkbox"/>
		stl 2	3186422		
Rotationsspärr framhjul Pony			stl 0-2	3186448	<input type="checkbox"/>
Ryggstöd inkl stag huvudstöd Pony		stl 0	3186424-0		<input type="checkbox"/>
		stl 1	3186424-1		
		stl 2	3186424-2		
Sidostöd Pony/Bronco		stl 0	3186408		<input type="checkbox"/>
		stl 1	3186410		
		stl 2	3186412		
Underarmsstöd Pony/Bronco		stl 0	3186427		<input type="checkbox"/>
		stl 1	3186428		
		stl 2	3186429		